

DongBang Acupuncture

каталог продукции



оборудование
и расходные материалы
для рефлексотерапии

1 | Корпоральные иглы с витой ручкой

- **Материал:** 18-8 хирургическая нержавеющая сталь высшего класса
- **Стерилизация:** гамма-лучами и этилен оксидом
- **Заточка:** в форме сосновой иголки, что обеспечивает безболезненную постановку



DB100 Иглы с направляющей трубкой

- расфасовка по 1 игле в стерильном блистере
- 100 игл в упаковке



DB102 Иглы без направляющей трубки

- расфасовка по 1 игле в стерильном блистере
- 100 игл в упаковке



DB105G Иглы с направляющей трубкой

- расфасовка по 5 игл в стерильном блистере
- 500 игл в упаковке



DB106 Иглы с направляющей трубкой

- расфасовка по 10 игл в стерильном блистере
- 1000 игл в упаковке



DB111 Иглы с направляющей трубкой


- расфасовка по 10 игл в стерильном блистере
- 1000 игл в упаковке
- длина рабочей части иглы 75, 90, 105, 120, 135 мм

Типоразмеры DB100, DB102, DB105G, DB106

Диаметр, мм	Длина рабочей части иглы, мм				
	15	30	40	50	60
0,18	*	*	*		
0,20	*	*	*	*	*
0,25	*	*	*	*	*
0,30	*	*	*	*	*
0,35	*	*	*	*	*

Типоразмеры DB111

Диаметр, мм	Длина рабочей части иглы, мм				
	75	90	105	120	135
0,25	*	*	*	*	*
0,30	*	*	*	*	*
0,35	*	*	*	*	*
0,40	*	*	*	*	*
0,45	*	*	*	*	*



ОАСГ Иглы с пластиковой ручкой

Диаметр, мм	Длина рабочей части иглы, мм			
	15	30	40	50
0,16	*	*	*	
0,18	*	*	*	*
0,20	*	*	*	*
0,25	*	*	*	*
0,30	*	*	*	*

- расфасовка по 5 игл в стерильном блистере
- 500 игл в упаковке

ОА1Г Иглы с пластиковой ручкой


Диаметр, мм	Длина рабочей части иглы, мм			
	15	30	40	50
0,16	*	*	*	
0,18	*	*	*	*
0,20	*	*	*	*
0,25	*	*	*	*
0,30	*	*	*	*

- расфасовка по 1 игле в стерильном блистере
- 100 игл в упаковке




Иглы производятся из хирургической стали высшего класса с прочной внутренней текстурой. Самая современная техника DongBang позволяет идеально отполировать поверхность игл, сделать ее гладкой, без шероховатостей, а кончик заточить в виде вытянутого конуса, благодаря которому пациенты не испытывают боли во время сеанса.



Иглы других компаний



Иглы DongBang

**А:** для очень толстой кожи**Б:** для толстой кожи**С:** для тонкой кожи

**DB130** Ушные кнопки

- акупунктурная игла на пластыре
- размеры иглы 1.0 и 1.5 мм
- 100 игл в упаковке

**DB131** Микроиглы


- 0,12 x 3 мм, 0,12 x 5 мм, 0,14 x 7 мм
- 50 игл в упаковке

**DB132** Иглы для су-джок

- размеры 0.18x8 мм
- 100 игл в упаковке

**DB134** Постановщик игл ударный**DB135** Постановщик игл пружинный**DB151A** Игольчатый молоточек

- в комплекте 2 сменные насадки

**DB151B** Сменные стерильные насадки для игольчатого молоточка DB151A

- в комплекте 20 насадок



Автоматический инжектор для корпоральных игл (acu-gun)

- для быстрой постановки большого количества игл
- в картридж заряжается до 50 игл
- картриджи для игл с разной длиной
- регулировочная трубка для контроля за глубиной постановки игл





DB200 Золотая очищенная мокса

- 10 гр. в упаковке



DB201 Мокса россыпью

- 1 кг в упаковке
- используется в жаровне DB253



DB202 Мокса «Pungnyun»

- 225 шт в упаковке
- полынная мокса в виде цилиндра на клеевой подставке



DB203 Мокса «Arirang»

- полынная мокса в виде цилиндра на клеевой подставке
- 200 шт в упаковке



DB204 Мокса с сеточкой

- мокса полынная на клеевой подставке с сеточкой для защиты от ожогов и отверстием для иглы
- 30 шт в упаковке



DB205 Полынные сигареты

- диаметр 9 мм, длина 120 мм
- 20 шт в упаковке



DB206 Мокса для игл

- полынная мокса для разогрева игл
- диаметр 9 мм, длина 17 мм
- 200 шт в упаковке



DB207 Мокса угольная бездымная

- дает такой же тепловой эффект, как и полынная мокса, но без дыма
- на клеевой подставке, с отверстием для иглы, диаметр 6мм, высота 15 мм
- 180 шт в упаковке



DB208 Мокса полынная «gu-gwan»

- с отверстием для иглы
- диаметр 7мм, высота 25 мм
- 200 шт в упаковке



DB208A Мокса угольная бездымная «gu-gwan»

- с отверстием для иглы
- 200 шт в упаковке



DB208B Мокса полынная удлиненная «gu-gwan»

- с отверстием для иглы
- диаметр 7 мм, длина 105мм
- 40 шт в упаковке



DB209 Подставка для «gu-gwan» моксы

- А: 1 отверстие
- В: 5 отверстий



DB211 «Королевская» полынная мокса

- 40 шт в упаковке
- с отверстием



DB211A Подставка для «королевской» моксы

- 10 гр. в упаковке



DB212 Набор полынной минимоксы

- А: №1 желтая баночка: диаметр 0.5мм, 450 шт в баночке
- В: №2 зеленая баночка: диаметр 0.8мм, 350 шт в баночке
- С: №3 розовая баночка: диаметр 1.2мм, 300 шт в баночке



DB215A Нагреватель «Тигр»

- для прогрева участков тела



DB215B Мокса для DB215A

- 25 шт в упаковке
- диаметр 5мм, длина 80 мм



DB215C Нагреватель «Лев»

- для прогрева участков тела
- используется с удлиненной gu-gwan моксой DB208B



DB216 Мокса из смеси полыни и желтой глины

- 56 шт в упаковке



DB220 Мокса на клеевой подставке

- мокса полынная в виде трубочки (с отверстием для иглы) на клеевой основе
- 180 шт в упаковке
- DB220A красная (сильная) дает 50~60° C
- DB220B зеленая (слабая) дает 45~50° C



DB253 Жаровня для конусной моксы



DB253A Жаровня для конусной моксы



DB254 Жаровня для конусной моксы большая

- деревянный корпус
- используется с 5 конусными угольными моксами DB250



DB260A Зажигалка для розжига моксы



DB250 Мокса угольная в виде конуса

Выполнена в виде конуса, прошла специальную обработку, чтобы исключить дым и запах, характерные для традиционной моксы. Покрыта особым составом, включающим в себя биоклей, биокерамику, германий для усиления эффекта процедуры. Дает мягкий тепловой эффект, стимулирует активность иммунной системы

- время горения 20-25 минут
- требуется 5 минут для выхода на эффективную температуру горения
- 55 шт в упаковке
- используется в жаровне DB253

3 | Вакуумная терапия



DB300 Набор пластиковых банок

- 17 банок
- соединительная трубка
- насос



DB301 Набор пластиковых банок

- 10 банок
- насос



DB302 Набор стеклянных банок

- 14 банок
- насос



DB303 Насос

- насос для пластиковых банок



DB304 Пластиковые банки

- размеры: No. 1, 2, 3, 4, 5
- в наборе 10 банок одного размера



DB305 Набор керамических банок

- 23 банки
- спиртовка



DB400 Ланцеты

- размеры: 23G(0.6мм), 26G(0.45мм), 28G(0.35мм), 30G(0.30мм)
- 200 шт в упаковке



DB403 Скарификаторы

- А: пластмассовый
- С: металлический

5 | Аксессуары



DB500 Маятник

- А: Большой
- В: Маленький (остроконечный)



DB501 Диагностический щуп

- А: Односторонний
- В: Двусторонний (с шариком на одном из концов)
- С: Двусторонний (с конусом на одном из концов)
- Для поиска и массажа лечебных точек на пальцах, кисти, ушной раковине
- особая форма наконечников не повреждает кожу
- Центральная ребристая часть предназначена для поверхностной стимуляции больших зон
- Легко моется и стерилизуется



DB502 Диагностический щуп

- А: щуп с пружинкой (обеспечивает равномерную силу надавливания при поиске точек)
- В: щуп с пружинкой, с роликом, серебристый
- С: щуп с пружинкой, с роликом, золотистый
- D: щуп двусторонний
- Ролики имеют выступы пирамидальной формы
- Центральная ребристая часть предназначена для поверхностной стимуляции больших зон
- Легко моются и стерилизуются



DB503 Контейнер для ваты

- Размер: 75x58x25 мм



DB504 Кейс для игл

- Материал - нержавеющая сталь
- **A:** Делюкс: 195x108x35 мм
- **B:** Большой: 155x90x23 мм
- **C:** Средний: 133x70x23 мм
- **D:** Маленький: 100x57x23 мм



DB505 Валик

- для поверхностной стимуляции больших зон (на кистях, стопах, туловище, конечностях)
- Имеет острые выступы конусной формы
- Легко моется и стерилизуется



DB507 Ролик с ручкой



DB508 Лоток для игл

- Размер: 55x130x10 мм



DB511 Магниты на пластыре

- ферритный магнит с магнитной индукцией 800 Гс
- 100 шт в упаковке



DB512 Магниты с акупунктурной иглой

- 20 шт. в упаковке



DB513 Деревянная подушка

- высота: 5.5~6.5 см



DB601 Муляж мужчины 50см

DB602 Муляж мужчины 26см

- соблюдены анатомические пропорции тела человека
- подставка (у муляжа 50см)



DB603 Муляж женщины 48см

- соблюдены анатомические пропорции тела человека
- подставка



DB604 Муляж уха

- размеры: 22см / 13см / 7см
- соблюдены анатомические пропорции
- подставка (у муляжа 22см)



DB605 Муляж левой кисти 13см

DB606 Муляж головы 22см

DB607 Муляж стопы 15см

7 | Приборы для электропунктуры



DB700 Прибор для электропунктуры

- описание и инструкция на сайте <http://dbneedle.ru> в разделе «Инструкции»



DB702 Прибор для электропунктуры многоканальный

- описание и инструкция на сайте <http://dbneedle.ru> в разделе «Инструкции»

С 1987 года компания Dong Bang Acupuncture выпускает безболезненные акупунктурные иглы, задающие мировые стандарты качества. Использование продукции Dong Bang Acupuncture, произведенной в строжайшем соблюдении производственных стандартов (подтвержденных сертификатами CE0120, ISO9001, ISO13485) избавит ваших пациентов от страха перед процедурой иглоукалывания.



1. Продукция Dong Bang предназначена для использования только специалистом.
2. Иглы Dong Bang стерильные одноразовые, только для однократного использования.
3. Не используйте иглы с нарушенной стерильной упаковкой
4. Осмотрите иглу перед использованием. Не используйте ее, если игла погнута или повреждена
5. Если иглу сложно извлечь, следует помассировать и расслабить кожу. Нельзя вращать, гнуть иглу, а также прилагать значительные усилия по вытаскиванию, т. к. это может привести к поломке иглы.
6. Глубина постановки иглы, время воздействия и место должен определять специалист в зависимости от состояния пациента и поставленных целей. Глубина ввода иглы в тело должна быть менее 2/3 от длины рабочей части иглы. Однако если диаметр иглы меньше 0.15, глубина ввода иглы в тело должна быть не более, чем 1/2 рабочей части иглы.
7. Вскрывать стерильную упаковку с иглами непосредственно перед использованием. Тщательно очистите кожу спиртовым раствором и дайте ему высохнуть.
8. Хранение и срок годности:
Иглы акупунктурные «Dong Bang Acupuncture» необходимо хранить в месте, недоступном для детей, для влаги, экстремальных температур, химических соединений. Не используйте иглы с истекшим сроком годности.

Срок годности 3 года.



FDA 510K
CE0120
ISO9001
ISO13485
KGMP Certificate
регистрационное удостоверение N ФСЗ
2008/03085



DONGBANG Acupuncture

www.dbneedle.at.ua

Тел.: +38(063)318-71-25, +38(098)898-77-21